

Recomendaciones de uso de equipo de presión positiva en tiempos de COVID-19




Designe a un solo familiar para que le ayude a la limpieza del dispositivo en caso de que lo requiera.



Lávese las manos antes de manipular su equipo (cpap , Bpap) mascarara y circuito.



Limpie su máscara todos los días con un paño húmedo sin alcohol después de haber terminado su terapia y guárdela en una bolsa de sello hermético.



Lave cada 8 días su máscara y circuito con abundante agua jabonosa y después enjuague con abundante agua, deje secar en sombra y guárdela en una bolsa de sello hermético.

Seguir usando con normalidad el equipo de CPAP, en el caso de pacientes no infectados por SARS-CoV-2

¡Tener en cuenta!

Los pacientes usuarios de CPAP O BPAP en el domicilio, sospechosos o infectados por SARS-CoV-2, que comparten el dormitorio con otra persona o que tengan un cuidador, deben suspender el uso durante los catorce días de aislamiento recomendados para usuarios de CPAP O BPAP con apnea de sueño.

1

Consultar al especialista sobre la continuidad o suspensión del tratamiento.

2

En caso de no poder suspender la terapia con CPAP O BPAP por algún motivo, el paciente debe seguir las medidas generales de aislamiento, utilizando una habitación independiente, siempre que sea posible, intensificando la distancia de seguridad, la adecuada ventilación de la habitación y manteniendo la habitación cerrada en todo momento.

3

Evitar el uso de humidificador hasta la finalización del aislamiento debido al posible incremento de transmisión del virus y seguir los consejos de limpieza de los equipos.

4

Para seguir con el tratamiento de CPAP o BPAP en el domicilio después del aislamiento, DEBE realizar el cambio de mascarara y manguera.


Seguir las medidas generales de aislamiento.



Usar Tapabocas



Lavarse las manos



Distanciamiento